

PROFESSIONNELT veterinært udstyr



AUTOKLAVER

For hurtig, økonomisk og effektiv sterilisation





EURONDA EXL

Kammerstørrelse	29 liter
Ydre mål	460 x 455 x 855 mm
Kammermål	250 x 550 mm
Gennemsnitstid pr. cyklus ekskl. tørring	Ca. 27 min.
Antal bakker (inkluderet)	5 (55 cm)




EURONDA E8

Kammerstørrelse	24 liter
Ydre mål	460 x 455 x 610 mm
Kammermål	250 x 440 mm
Gennemsnitstid pr. cyklus ekskl. tørring	Ca. 25 min.
Antal bakker (inkluderet)	5



STARTERKIT


Inkluderet



Standard bakkeholder

- Bakkeholder i rustfrit stål
- 5 standard aluminiumsbakker

Hvis holderen drejes 90°, kan den holde 3 steriliseringskassetter.



- Afløbsrør
- Svamp
- Håndtag til udtagning af bakke
- Dørjusteringshåndtag
- Tragt


KASSETTER

Eurobox



MODEL	DIMENSIONER	KAN KOMBINERES MED
Eurobox S	211 x 154 x 51 mm	1 x Eurotray S
Eurobox M	312 x 189 x 66 mm	1 x Eurotray M
Eurobox L	312 x 189 x 98 mm	2 x Eurotray M
Eurobox XL	312 x 189 x 123 mm	3 x Eurotray M

Eurotray



Eurotrays M

Kapacitet op til 10 instrumenter
Størrelse M: 270*175*35mm

Eurotrays S

Kapacitet op til 9 instrumenter
Størrelse S: 170 x 135 x 30 mm

IRIS LED OPERATIONSBLAMPE

IRIS funktioner

- 8 LED lamper
- Justerbar lysintensitet: 8.000-50.000 LUX
- Lysfelt: 70x140 mm
- Håndfri tænd/sluk
- Autoklavebar håndtag



Skyggefrit lys


Perfekt afgrænset lysfelt ved hjælp af 8 LED lamper med 10 facettevinkler på hver, som reflekterer det bedste skyggefrie lys.



NY ARM

MODERNE DESIGN
ØGET BEVÆGELSE
100% ALUMINIUM

Monteringsmuligheder



Trolley



Loft



Unit



Væg


ACTEON RØNTGEN

X MIND DC

Det intraorale røntgen er kendt for sin pålidelige billedkvalitet sammen med dens ydeevne.

Brugervenlig og programmerbar timer

Med X-MIND-timeren er eksponeringstiderne brugerdefineret og programmerbar. Timeren er kompatibel med digitale billeddannelsessystemer som fx sensorer og fosforplader.



Vægmonteret

Armlængde 0,40 m (maks. afstand 143 cm)
Armlængde 0,80 m (maks. afstand 184 cm)
Armlængde 1,10 m (maks. afstand 212 cm)

Loftmontering

Armlængde 0,40 m
(standard Faro søjle Ø 60 cm)



Trolley version

X-Mind DC mobile




PSPIX² SCANNER

PSPIX²


PSPIX²® er den trådløse digitale billede scanner, som gør billederne tilgængelige på få sekunder.

Lækkert, simpelt og intuitivt design, med nem hygiejne vedligeholdelse.



Kontrastfyldt billede hver gang

Takket være brugen af bredspektret optisk mikrofibre er alle vigtige aspekter fremhævet med ekstrem præcision på billedet.



**2 FIBER
PIXEL**

PSPIX²® optimerer arbejds-gangen: Slip blot fosforpladen i PSPIX²® og lad den gøre resten!



Fosforplader til PSPIX²

Stor hund	Hund og kat		Kat og lille hund		Kanin og gnaver	
Str. 2/3/4	Str. 0/1	Str. 2/3/4	Str. 0/1	Str. 2/3/4	Str. 0	Str. 2/3/4
Intra-oral	Intra-oral	Intra-oral eller Extra-oral	Intra-oral eller Extra-oral	Extra-oral	Intra-oral	Extra-oral



Str. 0
25x35 mm



Str. 1
24x40 mm



Str. 2
31x41 mm



Str. 3
27x54 mm



Plastikboks str. 4
Boksen kan indeholde 3 fosforplader i str. 3

Poser & cover til fosforplader (sæt af 300)



Str. 0



Str. 1



Str. 2



Str. 3

Dyrlægens foretrukne samarbejdspartner



Tlf.: +45 44 92 44 25
mail@dentalmontering.dk