

DENTAL PRO VET

tandbehandling unit

NYHED

Dansk design og produktion - Plug and Play.
Udviklet med henblik på behandling af dyrlæge-
klinikkers mindre patienter - hunde, katte og kaniner.
Fremstillet i pulverlakeret stålmaterialer.



Dental Pro Vet Unit

Cart-unit Plug And Play med 4 hjul / 2 stk med lås og indbygget:

- NSK Varios ultralydstandrenser LUXmed LED håndstykke og 3 spidser leveret i SteriBox
- NSK M40XS mikro-motor 40.000 o/m med LED lys og intern vand og luftkøling
- 3-funktionsprøjte
- Betjeningspanel
- Vandbeholder for demineraliseret vand.
- Fodkontakt
- Kompressor
- Brugsanvisning for unit, Ultralydstandrenser og mikro-motor

Varenr. DPV1020

x kr.

Ultralydstandrenser

- Piezo håndstykke (autoklaverbart)
- Stort udvalg af spidser
- LED

Boremaskine / mikromotor

- Høj trækraft fra 300 til 200.000 o/m
- Benyttes med vinkelstykke
- LED lys

3 funktionssprøjte

- Luft, vand og spray

Stor vandbeholder

- Indbygget
- Nem vandpåfyldning
- 1,5 liter

4 kraftige hjul

- Kan let og ubesværet flyttes mellem klinikrum

Konsol

- Rengøringsvenlig
- Panel for kontrol af motor og ultralydstandrenser

Reparationsvenlig

- Let adgang til unittens elektronik og ventiler

Højderegerbar


- Kan benyttes stående og siddende

Kompressor

- Kraftig og lydløs
- Praktisk montering på stellet

Fodkontakt

- xx



Ekstraudstyr

NSK M25L - Standard vinkelstykke

Varenr. C1024



NSK M95L - Opgearing vinkelstykke

Varenr. C1023



NSK M65L - Håndstykke

Varenr. H273



NSK FX57M - Profylakse vinkelstykke

Varenr. C1054



NSK M40XS - Mikro-motor med LED

Varenr. E1135051



NSK SteriBox

inklusive 1 håndstykke & 3 spidser med nøgle

Varenr. Z1035001A



NSK Panaspray

Varenr.

