



Med Danylen kanylborttagare och säkerhetshylsa undviker du stickskador.

- Danylen är ett system utvecklat enligt de senaste EU-direktiven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för integrerad säkerhetsfunktion.
- Kanylborttagaren är lätt att använda och gör att du undviker stickskador.
- Kanylen tas säkert bort och faller direkt ner i den godkända behållaren.
- Du blir lätt av med det farliga avfallet genom att försluta och skicka behållaren till deponi.
- Innan injektion träs säkerhetshylsan på sprutan och därefter skruvas kanylen på.
- Säkerhetshylsan är för engångsbruk och ska kastas efter användning.
- Danylen passar till Alvestasprutan (tillverkad efter år 2000).

**Se instruktionsfilmen om hur Danylen används på
www.dandent.se**

Produkter som passar denna:



Behållare

Art nr KBTB450

Godkänd för ADR-transport av smittförande avfall, UN3291.
Tillverkad i polypropen och försedd med absorbent.

Rymmer ca 450 st kanyler.



Alvestaspruta

Art nr KBTS300Y



Säkerhetshylsor

Art nr KBTH320Y

Levereras i förpackningar om 200 st hylsor.
Tillverkade i miljövänlig plast. För engångsbruk.



Ansats till Alvestaspruta

Art nr KBTS310Y

För modifiering av Alvestasprutor
tillverkade efter år 2000.

Tillbehör för ekonomisk placering av kanyl borttagare



Arm för montage under bänk.

Art nr KBTA110



Arm för montage på vägg.

Art nr KBTA120



Platta i Corian® för stadig
placering på bänk.

Art nr KBTP400

Samtliga produkter tillverkas i Sverige

Dandent®

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

www.dandent.se

+46 (0)8 544 44 160

Danderyds Snickeri AB, Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden